

Faglig instruktion til Ganeplade med anteriort bid plateau

Personale gruppe:/gældende for: Tandlæger	Udarbejdet af: Christina Greffel	Ansvarlig: Det principielle ansvar: Overtandlæge Anne Kaae-Nielsen
Dato for ikraftsættelse: 1. august 2020	Sidst ajourført: 7. februar 2024 Tom Kjellerup	Ajourføring af denne instruktion sker ved fremkomst af nye faglige/videnskabelige anbefalinger og senest: Feb 28

Formål: er hovedsaligt at afhjælpe dybt bid i fronten, ved at få præmol/mol til at elongere lidt.

Indikation og opgave afgrænsning: Dybt bid der er vurderet til –b

Dybt bid med potentielt slid fac i uk fronten

Blandingstandsæt med dybt bid og bruxisme

Instruktion og behandling:

- Aftryk af ok og uk
- Konstruktionssammenbid: hvor man selv bestemmer den højde man vil have i tykkelsen på sammenbidsmaterialet **ELLER**
- Sammenbid i IP: hvor enten teknikker bestemmer højden eller den bliver angivet i mm eller fx indtegnes på tanddiagrammet: fx ½ eller 1/3 af fac fladen.
- Konstruktion af ganepladen: det anteriore bidplateau strækker sig fra 3+ til +3: dette skraveres på tekniksedlen.
- Retention: adamsklammer 6+6 og 4+4/04+04 eller adamsklammer 6+6 og ball hooks/rus ankre ml 05,04+ og +04,05
- BRUG: 24 timer, undtagen ved spisning og tandbørstning
- Som alle andre skinner: husk kontrol !!
- Skal henvende sig hvis ganepladen bliver løs og klammerne/ball hooks skal strammes.
- Når Spees kurve i uk er udjævnet, bruges ganepladen til natbrug i 6-12 mdr. Derefter seponeres den.
- Hvis der fortsat er problemer med slid kan man evt. konvertere til en bruxskinne.

