

Aflevering af expansions-plade til korrektion af krydsbid og invertering.

1. Generel information omkring behandlingen og dens mål....hvad vil vi med bøjlen!

2. Instruktion i at.....

- bruge (døgnbrug)
- skrue
- rengøre mm

3. Indsættes i munden og.....

- stramme A – klammer og evt rushankre
- Aflast facialslyngen lidt (medmindre der ønskes retroklinering af OK fronten)
Tilret facialslyngen hvis den ikke er i idealbueform
- Beslib mellem 1+1 medmindre det ønskes at 1+1 går lidt distalt (undgå diast. med.)
- Beslib overdækningen så der er jævnt bid af UK
- Aktiver fjedre ved tænder der skal facialføres og kig på facialslyngen om den svæver ved den pågældende tand.
- Hvis en tand ønskes retroklineret da aktiveres facialslyngen så den klemmer facialet på den pågældende tand OG der aflastes i acrylen lingualt (bredt så man kan se der er luft!)

Hvad vil jeg med denne plade og..... er det muligt??

Behandlingen køres selvstændigt af TP med kontrol hos specialtandlægen efter behov.

Hold dog øje med:

- Bidåbning mere end vi normalt ser ved expansion (ugunstig vækst / uhensigtsmæssig dysfunktion?)
- Saxbid i ”normalsiden” ved krydsbidsbehandling (kan være tegn på asymmetri!)
- Opnås den ønskede expansion?..... Virker skruen?..... Vokser UK fremad (kl III)?

Er vi på vej mod målet??