

Uddelegeringsinstruks:
Udlevering af hårde bidskinner

Personale gruppe:/gældende for: Tandplejere ved uddelegering	Udarbejdet af: Tandlæge Dorthe Rasmussen	Ansvarlig: Det principielle ansvar: Overtandlæge Anne Kaae-Nielsen
Dato for ikraftsættelse: 1. oktober 2018	Sidst ajourført: November 2023 af Tandlæge Dorthe Rasmussen	Ajourføring af denne instruktion sker ved fremkomst af nye faglige/videnskabelige anbefalinger og senest: November 2027

Uddannelse/forudsætninger:

Tandplejeruddannelsen.

Sidemandsoplæring 3 gange ved en tandlæge.

Formål:

En hård skinne tilbydes på indikation, og tilbydes kun hvis en tdl/specialtdl har ordineret denne, samt indhentet samtykke fra patienten først.

Brugen afhænger af indikationen for fremstillingen af skinnen, og skal være angivet af den uddelegerende tandlæge.

Opgave afgrænsning:

Denne uddelegering gælder kun teknikker fremstillede hårde bideskinner som RFS skinner og bruxo-skinner til sunde unge patienter, hvor de permanente tænder incl. 7±7 er fuldt frembrudt, samt omsorgs- og specialtandpleje patienter

Behandling:

Den hårde skinne prøves i munden på patienten.

Det sikres at alle okklusalflader på tænderne er dækket af skinnen. Dvs. at skinnen skal dække sidste molars tyggeflade. Dette for at der ikke skal ske elongeringer.

Hvis pt. Fornemmer et særligt pres mod enkelte tænder, aflastes der forsigtigt indvendigt i skinnen svarende til stedet hvor trykket er – typisk v. approximalrum. Pt. kan føle et let pres mod tænderne, men det er normalt så længe det er generelt over tandbuen. Det vil forsvinde efterhånden.

Okklusion, artikulation og protrusion kontrolleres på skinnen med artikulationspapir, og skinnen indslibes med akrylfræser til stabil/balanceret okklusion, artikulation og protrusion. Det sikres at alle tænder har kontakt til skinnen i okklusion/artikulation.

Det sikres, at skinnen passer så den ikke vipper, sidder tæt på tænderne, og ikke generer patienten på gummerne, i omslagsfolden, gingiva eller tunge.

Hvis skinnen er forsynet med bøjler løsnes eller strammes disse alt efter behov.

Ved gener korrigeres skinnen med akrylfræser og pudses glat.

Instruktion:

Patienten gives mundtligt og skriftlig information i renhold samt info om opbevaring af skinnen i den medgivne æske, når skinnen ikke er i brug.

Patienten instrueres i brug af skinnen. Brugen afhænger af indikationen for udleveringen/behandlingen med skinnen, og skal være angivet af den uddelegerende tandlæge.

Patienten medgives en tid til kontrol af skinnen en måned efter udlevering, hvor skinnen skal medbringes. Der foretages korrektioner efter behov, og ny ktr. aftales efter behov, ellers tages skinnen med når pt. kommer til klinikken.

Patientsikkerhed:

Hvis tandplejeren i en længere periode ikke har udført kontroller af hårde skinner bør tandplejeren sideoplæres på ny.

Da bidskinnen fremstilles som led i udredning/behandling skal der altid være oprettet behov til kontrol af denne. Skinne-behandling skal altid superviseres og ved tvivlstilfælde skal der konfereres med tdl/spec.tdl.
