



Rengøring af masken til maskerespirator

Supplerende vejledning

Formål:

Forebygge at patienter påføres infektion i forbindelse med maskerespiratorbehandlingen. Samt sikre korrekt vedligeholdelse af maske og apparatur.

Fremgangsmåde:

Til rengøringen klargøres en balje med sæbevand, samt rene viskestykker. Der anbefales et mildt opvaskemiddel, som er parfumefrit og allergitestet. Det anbefales at anvende værnemidler ved rengøring og håndtering af masken.

Pande- og evt.

ansigtspude: Vaskes dagligt. Må ikke ligge i blød.

Resterende dele: Den hård del af masken vaskes én gang ugentligt samt ved synlig forurening. Alle smådele bør blive på masken, så den vaskes samlet.

Headgear: Vaskes i hånden én gang ugentligt samt ved synlig forurening. Tåler ikke vaskemaskine.

Masken tørres indenfor ½-1 time. Der kan bruges en føntørre med kold luft. Vær opmærksom på, at tørre grundigt og forsigtigt. Herefter skal slangen ligge imellem et rent viskestykke eller håndklæde til lufttørring i 1 time. Dette er for at sikre at masken er helt tør, og dermed mindske risikoen for bakterievækst i slangesættet.

NB! Masken tåler ikke desinfektion i form af sprit, og tåler ikke at ligge i solen eller på en radiator, fordi det nedbryder silikonen.

Udskiftning af maske:

Ved meget svære kalkaflejringer eller anden beskaffenhed, der hæmmer maskens funktion samt hæmmer at man kan se synlig forurening og snavs, kasseres masken.

Opbevaring af masken:

Den rene maske kan opbevares i en ren plastikpose.