

Udarbejdet af: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Revisionsansvarlig: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Gældende for: Klinikassistenter og tandplejere ved uddelegering
Gældende fra: 1-7-2023	Version: 3.	Ny revision senest: 1-7-2026

Instruktion til desinfektion af aftryk og af apparatur, der skal repareres hos tekniker.

1. Formål

At forhindre smitteoverførsel fra patient til medarbejder.

2. Målgruppe og anvendelsesområde

Patienter der får taget aftryk og aftageligt apparatur der skal repareres i teknikken.

3. Fremgangsmåde

- Aftryk og sammenbid / apparatur skylles grundigt under rindende vand i mindst 30 sek.
- Derefter lægges aftryk / apparatur i Zeta 7 Solution 1 % opløsning (10 ml. til 1 L. vand) i 10 min. Brug stænskabet når der laves en ny opløsning
- Der skal lægges låg på.
- Efter 10 min tages aftryk og sammenbid op og skylles atter under rindende vand.
- Hvis ikke aftrykkene støbes ud med det samme, pakkes det ind i en våd serviet, lægges i lukket plastpose, med pt. navn og dato.

4. Definitioner på kvalitetsmålinger / kontrolmålinger

Ingen.

5. Ansvar og organisering

- Specialtandlægen har det overordnede ansvar.
- Aftryk til gipsmodeller og aflevering / modtagelse af apparatur der skal repareres varetages af tandplejer og klinikassistent.

6. Referencer, herunder standarder, anden relevant lovgivning

Ingen

7. Bilag/links

