

## Justering af proteser

|                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale gruppe:/gældende for:</b> Tandplejere og klinikassistenter i Voksen teamet efter kursus og sidemandsoplæring.<br>Uddelegering: MHM, MHS, MO, JT | <b>Udarbejdet af:</b><br>MHM/KK           | <b>Ansvarlig:</b><br>Det principielle ansvar:<br>Overtandlæge Lars Høvenhoff                                                |
| <b>Dato for ikraftsættelse:</b><br>August 2017                                                                                                               | <b>Sidste ajourført:</b><br>10/2-23 CJ/KK | <b>Ajourføring af denne instruktion sker ved fremkomst af nye faglige/videnskabelige anbefalinger og senest: Marts 2026</b> |

Uddannelse/forudsætninger:

Tandplejer og klinikassistenter i Voksen-teamet efter kursus og sidemandsoplæring.

Formål:

Forbedre pasform og stabilitet af hel- og delproteser samt give midlertidig lindring.

Opgave afgræsning:

På patienter i voksen-tandplejen kan udføres beslibning af proteser ud for tryksår eller til jævn okklusion/artikulation.

Fremgangsmåde:

Slimhinden tørlægges. Der lægges et tyndt lag zinkiltepulver på tryksåret. Protesen sættes på plads. Der, hvor zinkiltepulveret ses på protesen, slibes med akrylfræser. Protesen prøves igen og der slibes, indtil der opleves lindring. Kontrolleres igen efter behov.

Patientsikkerhed: Der kalibreres med tandlæge løbende når pt. er på klinik og 2 gange årligt på kalibreringsdage. KK/MHE/CJ

---